

## Sistema de implantes DS PrimeTaper: fiable, eficiente y fluido

**Los implantes SD PrimeTaper permiten optimizar los tratamientos con implantes aportando la estabilidad primaria deseada en la colocación, lo que facilita las restauraciones inmediatas. El concepto de cuidado óseo fomenta una estética y función fiables y conserva a largo plazo el hueso marginal. Este nuevo sistema ofrece una experiencia de manejo eficiente y está respaldado por una dinámica de trabajo con implantes digital, ininterrumpida y completamente integrada.**

	Descripción
Implante	<p>Diseño cónico con formas variables de la rosca.</p> <p>Superficie OsseoSpeed</p> <p>Cámara de tejido blando</p> <p>Conexión EV con diseño cónico de sellado</p>
Tamaños	<p>Diámetro desde 3,6 hasta 5,4 mm</p> <p>Longitud desde 6,5 hasta 17 mm</p>
Concepto de cuidado óseo	<p>Diseño progresivo para una estabilidad inicial</p> <p>Evolución lineal del torque durante la colocación del implante</p> <p>Procedimientos de colocación del implante estables y rápidos gracias al diseño de doble rosca</p> <p>Marcado diseño de estrías con gran capacidad de corte</p> <p>Microrrosca para la conservación del hueso cortical</p>
Estabilidad primaria y a largo plazo	<p>El diseño cónico progresivo concede una elevada estabilidad primaria y permite una carga y temporización inmediatas</p> <p>Estabilidad secundaria y conservación ósea a largo plazo, garantizadas por las características probadas del Astra Tech Implant System EV</p>
Manejo eficiente	<p>Colocación más rápida del implante gracias al diseño de doble rosca</p> <p>Protocolo sencillo de fresado y diseño lógico de la bandeja</p>

## Contacto de prensa

Guenther Schmidhuber  
 Director Corporate Communications  
 Sirona Straße 1  
 5071 Wals bei Salzburg, Austria  
 T +43 (0) 662 2450-566  
 F +43 (0) 662 2450-540  
[guenther.schmidhuber@dentsplysirona.com](mailto:guenther.schmidhuber@dentsplysirona.com)  
[dentsplysirona.com](http://dentsplysirona.com)

Tina Asbach  
 Edelman GmbH  
 Schöneberger Str. 15  
 D-10963 Berlin, Germany  
 T +49 (0) 30 2218290-70  
[dentsplysirona@edelman.com](mailto:dentsplysirona@edelman.com)  
[www.edelman.com](http://www.edelman.com)

Marion Par-Weixlberger  
 Vice President Public Relations & Corporate Communications  
 Sirona Straße 1  
 5071 Wals bei Salzburg, Austria  
 T +43 (0) 662 2450-588  
 F +43 (0) 662 2450-540  
[marion.par-weixlberger@dentsplysirona.com](mailto:marion.par-weixlberger@dentsplysirona.com)

**Sobre Dentsply Sirona**  
 Dentsply Sirona es el mayor fabricante del mundo de productos dentales y tecnologías para profesionales, con una trayectoria de más de un siglo en innovación y servicio a la industria dental y a los pacientes a nivel mundial. Dentsply Sirona desarrolla, fabrica y comercializa una amplia gama de soluciones que abarcan productos dentales y de salud bucodental así como otros productos sanitarios consumibles bajo una sólida cartera de marcas de categoría mundial. Los productos de Dentsply Sirona ofrecen soluciones innovadoras, efectivas y de alta calidad para impulsar el cuidado del paciente y practicar una odontología de mejor calidad y más segura. La sede social de Dentsply Sirona está ubicada en Charlotte, North Carolina. Las acciones de la empresa cotizan en el NASDAQ de Estados Unidos con el símbolo XRAY.

Visite [www.dentsplysirona.com](http://www.dentsplysirona.com) para obtener información sobre Dentsply Sirona y sus productos.

	Colocación predecible del pilar gracias a la conexión en una sola posición
	Nuevo instrumento de inserción de implantes EV para recoger e insertar el implante de forma segura y consistente
Durabilidad y estética natural	<p>Las soluciones protésicas robustas e integrales permiten mantener sano el tejido blando para una estética duradera</p> <p>Dinámicas de trabajo de restauración eficientes para todas las indicaciones y protocolos de tratamiento</p> <p>Ajuste estable y hermético de todos los componentes restauradores que reduce al mínimo los micromovimientos y las microfugas</p>