

## El escáner de precisión inEos X5 celebra su aniversario

**El inEos X5 de Dentsply Sirona se ha convertido como el escáner extraoral altamente especializado en laboratorios de todo el mundo. Desde su introducción en el mercado, su elevada demanda se ha mantenido constante. Este año, Dentsply Sirona celebra su quinto aniversario, una buena ocasión para echar un vistazo a los factores de éxito del inEos X5.**

**Bensheim/Salzburgo, 4 de septiembre de 2018.** Un requisito importante para fabricar con éxito una restauración protésica es obtener un registro lo más preciso posible de la situación inicial en la boca del paciente, y así, realizar la adaptación deseada minimizando el esfuerzo. Durante el flujo de trabajo digital, la calidad de un escáner de modelo, como el del inEos X5 de Dentsply Sirona, es muy importante.

### **Precisión probada para una amplia gama de aplicaciones**

La cinemática del robot de cinco ejes y la óptica de tiras de luz, convierten al inEos X5 en un escáner muy versátil. Tanto los modelos como las impresiones se pueden registrar digitalmente, de forma que el escáner se puede usar para casi todas las indicaciones. Su precisión extremadamente elevada ha sido probada en ensayos de laboratorio según el estándar DIN EN ISO. La precisión en la muestra de ensayo de "Puente" se ha comprobado con  $2,1 \mu\text{m} \pm 2,8 \mu\text{m}$  y en la muestra de ensayo de "Inlay" con  $1,3 \mu\text{m} \pm 0,4 \mu\text{m}$ . Por esta razón, el inEos X5 es especialmente apropiado para restauraciones protésicas sobre implantes. Al determinar con precisión la posición del implante, crea excelentes condiciones para obtener resultados de restauración exactos, incluso con puentes y barras directamente atornillados a nivel del implante de gran envergadura.

"Desde la introducción en el mercado del inEos X5 hace cinco años, la demanda de procesos digitales precisos se ha mantenido elevada", comenta Jörg Haselbauer, Global Product Manager de Dentsply Sirona. "Esto lo confirman los comentarios positivos de nuestros clientes de laboratorios. Estoy convencido de que muchos técnicos dentales se beneficiarán de las ventajas del inEos X5".

### **Abierto, para un uso flexible**

La gran facilidad de manejo del inEos X5 se debe, entre otras cosas, a su gran área de trabajo con sistema abierto para un acceso directo sin barreras al objeto de escaneo, así como a la posibilidad de colocar todos los articuladores actuales. En función de cada caso, se puede elegir entre el escaneo automático y el manual. Los datos de escaneo registrados con inEos X5 se pueden integrar de forma flexible en el flujo de trabajo subsiguiente: a través de exportación STL o mediante la transferencia continua de datos al software inLab CAD. El inEos X5 se

## Contacto de prensa

Dr. Tanja Lauinger  
PR & Communications  
Sirona Straße 1  
5071 Wals en Salzburgo, Austria  
T +43 (0) 662 2450-629  
F +43 (0) 662 2450-540  
[tanja.lauinger@dentsplysirona.com](mailto:tanja.lauinger@dentsplysirona.com)

### **Sobre Dentsply Sirona**

Dentsply Sirona es el mayor fabricante del mundo de productos dentales y tecnologías para profesionales, con una trayectoria de más de un siglo en innovación y servicio a la industria dental y a los pacientes a nivel mundial. Dentsply Sirona desarrolla, fabrica y comercializa una amplia gama de soluciones que abarcan productos dentales y de salud bucodental así como otros productos sanitarios consumibles bajo una sólida cartera de marcas de categoría mundial. Como The Dental Solutions Company, los productos de Dentsply Sirona ofrecen soluciones innovadoras, efectivas y de alta calidad para impulsar el cuidado del paciente y practicar una odontología de mejor calidad, más segura y más rápida. La sede global de Dentsply Sirona está ubicada en York, Pensilvania, y la sede internacional, en Salzburgo, Austria. Las acciones de la empresa cotizan en el NASDAQ de Estados Unidos con el símbolo XRAY. Visite [www.dentsplysirona.com](http://www.dentsplysirona.com) para obtener información sobre Dentsply Sirona y sus productos.

entrega con una licencia de PC de alto rendimiento y una licencia de software, sin costes de licencia adicionales.


Podrá encontrar más información sobre el escáner de laboratorio inEos X5, así como sobre otros componentes del sistema inLab de forma online en [www.dentsplysirona.com/inLab](http://www.dentsplysirona.com/inLab).

## MATERIAL ILUSTRATIVO

Disponible en la página web para su [descarga](#).



*Fig. 1: Gran precisión, extremadamente fácil de usar y con sistema abierto; con inEos X5, los técnicos dentales disponen de un escáner de laboratorio fiable y apropiado para casi todas las indicaciones.*



*Fig. 2: 5 años de fiabilidad. El inEos X5 es sinónimo de gran precisión de escaneado de modelos e impresiones.*

