

Dentsply Sirona: Processi semplici per un'igiene sicura all'interno dello studio

Un'igiene scrupolosa è fondamentale negli studi dentistici. La sicurezza può essere ottenuta con prodotti studiati per essere usati congiuntamente in processi facili da mettere in pratica. Dentsply Sirona è una delle poche azienda in grado di fornire queste soluzioni integrate: dalle mascherine alla preparazione degli strumenti.

Bensheim/Salisburgo 21 marzo 2017. Negli studi dentistici, l'igiene inizia con un'accurata pulizia e disinfezione delle mani e passa attraverso le superfici a contatto con il paziente, come ad esempio il riunito. Successivamente si passa alla preparazione a regola d'arte degli strumenti usati, al confezionamento sterile, alla conservazione e alla documentazione. Tutti questi processi devono poter essere eseguiti in modo sicuro e semplice. Dentsply Sirona supporta gli studi dentistici con prodotti sicuri e sistemi innovativi.

Un'igiene scrupolosa dello studio è la base di un trattamento dentistico di successo. "Per questo motivo concentriamo i nostri sforzi per semplificare al massimo questi processi così complessi e se possibile automatizzarli", ha spiegato Jan Siefert, Group Vice President Instruments di Dentsply Sirona. "Ciò è particolarmente evidente nei nostri moderni riuniti e nella preparazione degli strumenti."

Igiene efficace dei riuniti

I riuniti Intego, Sinus e Teneo convincono per il concetto di igiene uniforme, apprezzato soprattutto dagli assistenti degli studi dentistici che, in genere, hanno la responsabilità di questo importante compito. Il sistema di igiene integrato aggiunge automaticamente il disinfettante per garantire una qualità elevata dell'acqua. Tutti i cordoni degli strumenti possono essere collegati in modo semplice ai raccordi corrispondenti del gruppo idrico per la pulizia del mattino, dopo ogni paziente o per la sanificazione mensile. Con l'avvio del programma di lavaggio tutte i circuiti idrici vengono lavati contemporaneamente in modo automatico e se si desidera anche con l'aggiunta automatica di un detergente chimico attraverso l'unità idrica. L'assistente avrà così più tempo di occuparsi di altre attività all'interno dello studio.

Una maggior sicurezza grazie alle mascherine protettive

La protezione personale del team operativo è un obbligo assoluto negli studi dentistici. Le moderne mascherine OP proteggono gli operatori e i pazienti durante il trattamento, contro particelle di saliva, spruzzi e particelle sospese. "Applichiamo questo aspetto a ogni parte del trattamento, sia per la protezione del paziente che per quella del team dello studio", ha detto Greg Sheehan, Group Vice President Preventive.

Ufficio Stampa

Marion Par-Weixlberger
Director Corporate Communications &
Public Relations
Sirona Straße 1
5071 Wals bei Salzburg, Austria
T +43 (0) 662 2450-588
F +43 (0) 662 2450-540
marion.par-weixlberger@dentsplysirona.com

Maria Bulawin
Edelman.ergo
Agrippinawerft 28
D-50678 Köln
T +49 (0) 221 912887-87
maria.bulawin@edelmanergo.com
www.edelmanergo.com

Dentsply Sirona

Dentsply Sirona è il primo produttore al mondo di tecnologie e strumenti odontoiatrici professionali con 130 anni di storia in innovazione e servizi al settore dentale e ai pazienti di tutto il mondo. Dentsply Sirona sviluppa, produce e vende un'ampia varietà di soluzioni, tra cui strumenti odontoiatrici, prodotti per la salute dentale e altri dispositivi medici di consumo in un portafoglio ben fornito di grandi marchi internazionali. Sotto il nome di The Dental Solutions Company, Dentsply Sirona crea soluzioni innovative, di altissima qualità e performanti con l'obiettivo di modernizzare l'assistenza al paziente e dare vita ad un'odontoiatria migliore, più sicura e più rapida. Il quartier generale principale di Dentsply Sirona si trova a York, in Pennsylvania (USA), mentre la sede internazionale è a Salisburgo, in Austria. L'azienda è quotata alla borsa statunitense NASDAQ con la sigla XRAY. Visita il sito www.dentsplysirona.com per saperne di più su Dentsply Sirona e i suoi prodotti.

"Vogliamo supportare in modo ottimale i nostri processi igienici, offrendo anche altri prodotti che consentano trattamenti dentali sicuri ed efficaci."

La mascherina Com-Fit Plush di Dentsply Sirona Preventive è composta da un materiale innovativo, morbido sulla pelle. Ha passanti per le orecchie comodi e un ponte nasale curvo, brevettato, per un'aderenza perfetta. Gli utilizzatori trovano questa mascherina più comoda rispetto a prodotti simili di altri fornitori; inoltre è ipoallergenica.

Al termine del trattamento il processo di igiene è supportato in modo efficace da caratteristiche e dettagli adeguati: in questo modo tutti gli elementi del riunito, in cui l'igiene è importante (impugnature, ripiani, tappetini in silicone) possono essere rimossi, sottoposti a disinfezione termica ed essere sterilizzati. La struttura della superficie liscia e praticamente senza giunture favorisce l'igiene e consente la disinfezione della superficie in modo semplice con salviette disinfettanti.

Per gli strumenti chirurgici, usati in implantologia, con i vassoi di lavaggio è stato sviluppato un sistema innovativo per i sistemi di impianti Dentsply Sirona Ankylos, Astra Tech Implant System e Xive: i singoli prodotti devono essere assortiti una volta sola e possono restare nel vassoio di lavaggio per tutta la durata del processo di preparazione, ossia pulizia, disinfezione, sterilizzazione, fino alla conservazione definitiva e al nuovo riutilizzo sul paziente.

Preparazione a regola d'arte degli strumenti

Tutti gli strumenti dello studio dentistico devono essere adeguatamente puliti e preparati, indipendentemente dal fatto che vengano riutilizzati subito dopo o che debbano essere confezionati per la sterilizzazione. Ciò include ad es. contrangoli per implantologia con i sottili canali e gli spazi interni angolati. Nel processo di preparazione, oltre all'efficacia è importante anche la validabilità. L'autoclave combinata DAC Universal di Dentsply Sirona offre questa sicurezza. Consente di sterilizzare all'interno e all'esterno e di sottoporre a disinfezione termica contrangoli, punte per ultrasuoni, manipoli e spruzzatori multifunzione (ugelli Sprayvit) in un processo automatico, senza aggiunta di sostanze chimiche.

A causa di tempi di approvazione e registrazione diversi, non tutti i prodotti mostrati sono disponibili in tutti i paesi.

Dentsply Sirona all'IDS 2017:

Padiglioni 10.2 e 11.2

MATERIALE ILLUSTRATIVO



Fig. 1: Preparazione sicura degli strumenti senza aggiunta di sostanze chimiche con DAC Universal.



Fig. 2: Pulizia automatica delle vie idriche e dei tubi di aspirazione dei riuniti Dentsply Sirona.



Fig. 3: Sicurezza per il team durante il trattamento grazie alla mascherina COMFIT Super High Filtration.



Fig. 4: Posizionati una sola volta, puliti, disinfettati e conservati in modo sicuro: il vassoio di lavaggio per sistemi di impianti Dentsply Sirona Ankylos, Astra Tech Implant System e Xive.

